

## MINI MAXX S TORQUE CHART MBT

MAXILLARY	MINI MAXX S TORQUE	MINI MAXX S TIP	MINI MAXX S IN/OUT	BRACKET TYPE
Central	+17°	+4°	0.9MM	Mini Twin
Lateral	+10°	+8°	1.25MM	Mini Twin
Cuspid	+0°	+8°	0.85MM	Mini Twin
1st Bicuspid	-7°	+0°	0.8MM	Mini Twin
2nd Bicuspid	-7°	+0°	0.8MM	Mini Twin
MANDIBULAR	MINI MAXX S TORQUE	MINI MAXX S TIP	MINI MAXX S IN/OUT	BRACKET TYPE
Central	-6°	+0°	1.2MM	Mini Twin
Lateral	-6°	+0°	1.2MM	Mini Twin
Cuspid	-6°	+3°	0.8MM	Mini Twin
1st Bicuspid	-12°	+0°	0.8MM	Mini Twin
2nd Bicuspid	-17°	+0°	0.8MM	Mini Twin

